

Caractéristiques

Réactifs pour la réalisation des tests d'analyse de l'eau

Avantages

- Les pastilles DPD RAPID et PHENOL RED RAPID se dissolvent rapidement, ont une conservation garantie pendant 10 ans et sont livrées dans des emballages en aluminium imprimés en vert ou noir.



Codes produits	Désignation	Couleur	Quantité
414 001 100	Réactif DPD N°1 RAPIDES	vertes	100
414 003 100	Réactif DPD N°3 RAPIDES	vertes	100
414 007 100	Réactif PH RED PHENOL RAPIDES	vertes	100
415 001 100	Réactif DPD N°1 photomètre	noires	100
415 003 100	Réactif DPD N°3 photomètre	noires	100
415 007 100	Réactif PH RED PHENOL photomètre	noires	100
415 009 100	Réactif cyanuric ACID = stabilisant		100
415 011 100	Réactif ALKA M photomètre (alcalinité)		100
415 012 100	Réactif CALCIO 1 et 2 photomètre (dureté calcique)		100

